

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

Форма 366/у | Организация: _____ | Год: _____

[illegible]

Строка примера выделена серым — не заполняйте её. Записи вносятся в день проведения цикла. Время выдержки отсчитывается с момента выхода камеры на режим.

ЖУРНАЛ УЧЁТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Форма 257/у | Организация: _____ | Год: _____

[illegible]

Контролю подлежит 1 % одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее трёх штук.

ПАМЯТКА: РЕЖИМЫ И СРОКИ

Держите рядом со стерилизатором

Режимы стерилизации	
Воздушный стерилизатор (сухожар)	180 °C — 60 мин / 160 °C — 150 мин
Паровой стерилизатор (автоклав)	132 °C, 2,0 атм — 20 мин / 120 °C, 1,1 атм — 45 мин
Сроки хранения стерильности	
Крафт-пакет	3 суток
Комбинированный пакет, запаян	до 30 суток — по инструкции производителя
Без упаковки, в камере стерилизатора	в течение рабочей смены
Этапы обработки	
1. Дезинфекция	погружение полностью, замковые изделия — раскрытыми
2. Предстерилизационная очистка	мойка, промывание, полная сушка
3. Контроль качества ПСО	азопирамовая и фенолфталеиновая пробы
4. Упаковка	крафт- или комбинированный пакет, дата на упаковке
5. Стерилизация	отсчёт времени — с момента выхода на режим

Режимы и сроки сверяйте с действующей редакцией санитарных правил и с инструкциями к вашим средствам и оборудованию.

Студия заточки «Грани» · zatochsa.ru · заточка маникюрного и парикмахерского инструмента